



## SureSigns-valvontamonitorit

Philipsin vahvaan perinteeseen ja potilasvalvonnan alan johtavaan asemaan perustuvissa SureSigns VM-monitoreissa yhdistyvät tehokkaat, innovatiiviset mittaus- ja valvontaominaisuudet sekä helppokäyttöisyys, mukavuus ja luotettavuus.

**PHILIPS**

# SureSigns-potilasmonitorit tarjoavat monipuolista perusvalvontaa erilaisiin hoitoympäristöihin

SureSigns VM-potilasmonitoreissa on yleisimmin tarvittavat kliiniset mittaukset kuten EKG, SpO2 ja noninvasiivinen verenpaine. Joustavuutta lisäävät myös muut saatavilla olevat mittaukset kuten lämpötila, invasiivinen verenpaine, kapnografia ja hengitys. Saatavilla olevat mittaukset vaihtelevat monitorin mallin ja option mukaan.

Hoitohenkilöstö saa vitaaliarvoja valvovista SureSigns VM-potilasmonitoreista tarvitsemansa tiedot heti potilaan luona.

Erilaisiin hoitoympäristöihin kehitetyt SureSigns VM-potilasmonitorit ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia.

- Noninvasiivinen verenpainemittaus sisältää manuaalisten ja automaattisten mittausten tilan sekä STAT-tilan.

- Philipsin SpO2-tekniikka on yhteensopiva useiden valmistajien (Philips, Nellcor ja Masimo) aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden antureiden kanssa.

- Arytmiaseuranta parantaa potilaan arviointia ja turvallisuutta.

- Mittausten lisäksi myös trenditiedot 96 tunnin ajalta ovat helposti saatavilla vain yhden painikkeen painalluksella. Hoitopäätösten tueksi tarvittavien tietojen esitystapa on selkeä, looginen ja havainnollinen.

- Pienen kokonsa ja monipuolisten asennusvaihtoehtojensa (sänkykiinnike, rullakko, seinä-asennus) ansiosta SureSigns VM-monitorit soveltuvat moniin hoitoympäristöihin, myös sairaalan sisäiseen kuljetukseen.

- Suuret numerot ja selkeä näyttö helpottavat tietojen tarkastelua kauempeakin.





### SureSigns VM4 -monitori

- selkeä 8,4 tuuman TFT SVGA värinäyttö, kaksi käyrää ja numeroarvot
- paino 3,7 kg
- 3-kytkentäinen EKG
- pulssioksimetria (Philips SpO2-teknologia)
- noninvasiivinen verenpaine
- lämpötila, pikamittaus (optionaalinen)
- integroitu printteri (optionaalinen)
- spot checking-käyttömuoto
- 4 tunnin litiumioniakku

### SureSigns VM6 -monitori

- selkeä 8,4 tuuman TFT SVGA värinäyttö, neljä käyrää ja numeroarvot
- paino 3,7 kg
- 3- tai 5-kytkentäinen EKG / hengitys
- arytmia analyysi
- pulssioksimetria (Philips SpO2-teknologia)
- noninvasiivinen verenpaine
- lämpötila
- invasiivinen paine (optionaalinen)
- integroitu printteri (optionaalinen)
- integroitu sänkykiinnike
- 4 tunnin litiumioniakku



### SureSigns VM8 -monitori

- selkeä 10,4 tuuman TFT SVGA värinäyttö, neljä käyrää ja numeroarvot
- paino 5 kg
- 3- tai 5-kytkentäinen EKG / hengitys
- arytmia analyysi
- pulssioksimetria (Philips SpO2-teknologia)
- noninvasiivinen verenpaine
- lämpötila
- invasiivinen paine
- integroitu printteri (optionaalinen)
- microstream kapnografia (optionaalinen)
- integroitu sänkykiinnike
- 4 tunnin litiumioniakku





Lisätietoja antaa Philipsin jälleenmyyjä:



**Laerdal**  
*helping save lives*

Vattuniemenranta 2  
00210 HELSINKI  
(09) 612 9980  
[www.laerdal.fi](http://www.laerdal.fi)

**PHILIPS**

Linnoitustie 11  
02600 ESPOO  
(09) 615 800  
[www.medical.philips.com/fi](http://www.medical.philips.com/fi)